

ITEM #0116778/0116807/0116811/0116825


GRAB BAR - EXPOSED SCREW (18 IN., 24 IN., 36 IN., 42 IN.)

MODEL #B01B7100NP/B01B7201NP/B01B7300NP/B01B7301NP

Français p. 03
Español p. 05

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Grab Bar	1
B	2 in. Stainless Steel Screw	6



WARNINGS AND CAUTIONS


- To prevent serious or fatal injury: for use only by persons weighing less than 300 pounds. Consult healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use.
- Follow this installation instruction carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedure can cause the grab bar to become loose, which can result in serious injury.
- Grab bar should be mounted to secure surfaces. Wood blocking is preferable behind all surface.

IMPORTANT INFORMATION

- Grab Bars meet the American Disabilities Act (ADA) specifications tested to withstand 300 lbs. pull when securely installed per instructions.

PREPARATION

- Before beginning assembly, remove all parts from carton. Compare parts with parts list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to mount or use the product. Contact customer service for replacement.
- Estimated Assembly Time: Approximately 10 minutes
- Tools Required for mounting: Phillips Screw Driver, Drill, 1/8 in. Drill Bit, Level, Pencil



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-538-5535, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Steps

- Place the grab bar on the wall where desired so that the mounting holes are positioned over stud. Use a level, if desired, to verify placement. Mark the 6 mounting hole locations with a pencil.
- Remove product from the wall and drill 1/8 in. holes at the 6 marked locations.
- Mount the grab bar using the supplied screws.

Note :
Grab bars are to be mounted to a secure surface. The manufacturer shall not accept responsibility for any and all damages caused by lack of wall strength or improper installation.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



CARE AND MAINTENANCE

Cleaning: To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft damp cloth only. Do not use a detergent or cleanser that may harm the finish.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

If this product fails due to a defect in materials or workmanship at any time during the life of the product, the manufacturer will replace it free of charge, postage-paid at their option. Simply contact customer service at 1-866-538-5535 for replacement information. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. The manufacturer disclaims all other implied or expressed warranties including all warranties of merchantability and/or fitness for a particular purpose. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

Printed in China

2

ARTICLE N° 0116778/0116807/0116811/0116825


BARRE D'APPUI À VIS EXPOSÉES (45,72 CM, 60,96 CM, 91,44 CM, 106,68 CM)

MODÈLE N° B01B7100NP/B01B7201NP/B01B7300NP/B01B7301NP

English p. 01
Español p. 05

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Barre d'appui	1
B	Vis en acier inoxydable de 2 po	6



AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE


- Risque de blessure grave ou mortelle. Ce produit est conçu pour les personnes pesant moins de 135 kg. Avant de l'utiliser, consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et des instructions relativement à vos besoins particuliers.
- Suivez attentivement les instructions pour l'installation. Il incombe à l'installateur d'effectuer une installation adéquate.
- Si vous ne respectez pas les instructions, la barre d'appui peut se desserrer et causer des blessures graves.
- La barre d'appui doit être fixée à une surface stable. Nous vous conseillons de poser des tronçons de bois derrière la surface sur laquelle la barre d'appui est fixée.

INFORMATION IMPORTANTE

- Cette barre d'appui satisfait aux normes du American Disabilities Act (ADA) et peut soutenir une charge maximale de 135 kg lorsqu'elle est installée conformément aux instructions

PRÉPARATION

- Avant de commencer l'assemblage du produit, sortez toutes les pièces de l'emballage. Comparez-les avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
- Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes.
- Outils requis pour l'installation : tournevis cruciforme, perceuse, foret de 1/8 po, niveau, crayon.



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 538-5535, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi, ou entre 9 h et 18 h (HNE) le samedi.

3

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étapes

- Placez la barre d'appui contre le mur à l'endroit désiré, de façon à ce que les trous de montage se trouvent sur un montant. Au besoin, vérifiez l'emplacement des trous à l'aide d'un niveau. Marquez l'emplacement des six trous de montage à l'aide d'un crayon.
- Retirez la barre d'appui du mur et percez des trous aux six endroits marqués à l'aide d'un foret de 1/8 po.
- Fixez la barre d'appui à l'aide des vis fournies.

Remarque :
La barre d'appui doit être fixée à une surface stable. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une installation sur un mur instable ou par une installation inadéquate.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



ENTRETIEN

Nettoyage : Pour préserver le lustre du produit, nettoyez-le uniquement à l'aide d'un linge doux et humide. N'utilisez pas de détergent ni de nettoyant pouvant endommager le fini.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication à tout moment pendant sa durée de vie, le fabricant le remplacera sans frais (port payé selon le cas). Communiquez avec le service à la clientèle au 1 866 538-5535 pour obtenir de plus amples renseignements sur le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont fait l'objet d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été modifiés, endommagés, coupés ou usés. Le fabricant exclut toute autre garantie implicite ou expresse, y compris toutes les garanties de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

4

ARTÍCULO #0116778/0116807/0116811/0116825


BARRA DE AGARRE – TORNILLO EXPUESTO (45,72 CM, 60,96 CM, 91,44 CM, 1,07 M)

MODELO #B01B7100NP/B01B7201NP/B01B7300NP/B01B7301NP

English p. 01
Français p. 03

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Barra de agarre	1
B	Tornillo de acero inoxidable de 5,08 cm	6



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- Para prevenir lesiones graves o fatales: Sólo para uso en personas que pesan menos de 136,08 kg. Consulte a un profesional de atención médica para obtener consejos e instrucciones específicas según sus necesidades antes del uso.
- Siga atentamente estas instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue el procedimiento correcto de instalación, la barra de agarre puede soltarse y provocar lesiones graves.
- La barra de agarre debe montarse en superficies fijas. Se recomienda el uso de bloques de madera detrás de todas las superficies.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Las barras de agarre cumplen las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y se probó que resisten 136,08 kg cuando se instalan de manera segura según las especificaciones.

PREPARACIÓN

- Antes de comenzar a ensamblar el producto, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente montar ni usar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.
- Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 10 minutos.
- Herramientas necesarias para el montaje: Destornillador Phillips, taladro, broca de 1/8", nivel, lápiz.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-538-5535, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este.

5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Pasos

- Coloque la barra de agarre en la pared de destino de modo que los orificios de montaje se ubiquen sobre la viga. Use un nivel, si lo desea, para verificar la colocación. Marque las 6 ubicaciones de los orificios de montaje con un lápiz.
- Retire el producto de la pared y taladre orificios de 1/8" en las 6 ubicaciones marcadas.
- Monte la barra de agarre con los tornillos suministrados.

Nota:
Las barras de agarre deben montarse en una superficie fija. El fabricante no se hace responsable de ningún daño provocado por la falta de resistencia de la pared o una instalación incorrecta.

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza: Para mantener y proteger el lustre delicado de todos los productos, limpie sólo con un paño suave y húmedo. No use detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Si este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra en cualquier momento durante su vida útil, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Sólo póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-538-5535 para obtener más información sobre repuestos. Esta garantía no cubre productos que sufran de abuso, modificación, daños, uso inapropiado, corte o desgaste. El fabricante rechaza todas las demás garantías explícitas o implícitas, lo que incluye todas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

6